

## 2.4 Legge di Hooke

### **Compito**

#### Le forze possono deformare corpi solidi?

In questo esperimento si misura la deformazione che è causata dal peso di due "masse" su due molle. La deformazione è una caratteristica propria di ciascuna molla, ciononostante si può osservare che vi è una legge fondamentale. Scopo di questo esperimento è verificare questa legge – la legge di Hooke.



| Us | Usa lo spazio sottostante per le tue annotazioni. |  |  |  |  |  |  |
|----|---|--|--|--|--|--|--|
|    |   |  |  |  |  |  |  |
|    |   |  |  |  |  |  |  |
|    |   |  |  |  |  |  |  |
|    |   |  |  |  |  |  |  |
|    |   |  |  |  |  |  |  |
|    |   |  |  |  |  |  |  |
|    |   |  |  |  |  |  |  |

#### Materiale

#### Materiale da "TESS advanced Physics Set Mechanics 1, ME-1" (Order No. 15271-88)

| Positione No. | Materiale                                     | Order No. | Quantity |
|---------------|---|-----------|----------|
| 1             | Base di sostegno, variabile                   | 02001-00  | 1        |
| 2             | Asta di supporto divisa in 2 aste, I = 600 mm | 02035-00  | 1        |
| 3             | Doppio morsetto                               | 02043-00  | 1        |
| 4             | Supporto per pesi scanalati, 10 g             | 02204-00  | 1        |
| 5             | Peso scanalato, di colore nero, 10 g          | 02205-01  | 4        |
| 5             | Peso scanalato, di colore nero, 50 g          | 02206-01  | 3        |
| 6             | Molla a elica 3 N/m                           | 02220-00  | 1        |
| 7             | Molla a elica, 20 N/m                         | 02222-00  | 1        |



| 8  | Perno di fissaggio                              | 03949-00 | 1 |
|----|---|----------|---|
| 9  | Supporto per tubo di vetro con gancio per metro | 05961-00 | 1 |
| 10 | Metro, / = 2 m                                  | 09936-00 | 1 |

## Materiale richiesto per l'esperimento



### Setup

Avvita insieme le due aste di supporto (Fig. 1). Monta la base di sostegno e l'asta di sostegno come vedi in Fig. 2 e Fig. 3



Fig. 1






Fig. 3



Aggancia il metro nel supporto per tubo di vetro (Fig. 4) e fissa entrambi alla base dell'asta di sostegno (Fig. 5).





ig. 5

Fissa il perno di fissaggio nel doppio morsetto (Fig. 6) e appendi la molla 1 ad esso (Fig. 7).





Fig. 7

Regola la lunghezza del metro in modo che la tacca dello zero sia esattamente allo stesso livello della parte inferiore dell'estremo della molla. Vedi Fig. 8 e Fig. 9.






Fig. 9



#### **Azioni**

- Appendi il supporto per pesi (m = 10 g) all'estremo uncinato della molla e registra l'estensione Δ/ (Fig. 10).
- Aumenta la massa con incrementi di 10 g fino ad un totale di 50 g e leggi i corrispondenti cambiamenti in lunghezza  $\Delta l$ .
- Registra tutti i valori della massa m e l'estensione / in Tabella 1 nella pagina dei Risultati.
- Calcola il peso (forza)  $F_g = m \times 0.00981$  N/g. Puoi vedere i valori in un grafico.




Fig. 10

Per fissure i pesi scanalati al supporto per pesi, devi inserirli dalla cima del supporto (Fig. 11).



Fig. 11

- Cambia la molla 1 con la molla 2. Sposta il metro finché la tacca dello zero coincide con l'estremo inferiore della molla.
- Appendi il supporto per pesi con una massa di 10 g (somma = 20 g) al gancio della molla e annota l'estensione
   Δ/. Determina la corrispondente estensione in lunghezza.
- Aumenta la massa con incrementi di 20 g fino ad un totale di 200 g e determina la corrispondente estensione in lunghezza.
- Registra questi valori in Tabella 1 nella pagina dei Risultati e calcola anche il peso (forza).

Per smontare la base di sostegno devi premere i bottoni gialli (Fig. 12).






Fig. 12

## Risultati

Tabella 1

| Massa         | Peso (forza)        | Estensione della Molla 1 | Estensione della molla 2 |
|---------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| <i>m</i> in g | F <sub>g</sub> in N | Δ/ in cm                 | Δ/ in cm                 |
| 10            |                     |                          |                          |
| 20            |                     |                          |                          |
| 30            |                     |                          |                          |
| 40            |                     |                          |                          |
| 50            |                     |                          |                          |
| 60            |                     |                          |                          |
| 80            |                     |                          |                          |
| 100           |                     |                          |                          |
| 120           |                     |                          |                          |
| 140           |                     |                          |                          |
| 160           |                     |                          |                          |
| 180           |                     |                          |                          |
| 200           |                     |                          |                          |





# Valutazioni

|   | _ | m | _ | _ | اہ | - | 4   |  |
|---|---|---|---|---|----|---|-----|--|
| ы | n | m | а | n | п  | a | - 1 |  |

| Quale relazione si può vedere nei valori del grafico? Quale è la differenza tra le due molle?  |
|--|
|  |
|  |
|  |
| Domanda 2: Quale oggetto viene deformato dai pesi scanalati (masse)?   |
|  |
|  |
| Domanda 3:   |
| I valori per le due molle stanno in una linea retta?   |
|  |
|  |
|  |
| <b>Domanda 4:</b> L'estensione $\Delta l$ delle due molle è proporzionale al peso (forza) $F_8$ e quindi alla massa $m$ ?  |
|  |
|  |
|  |
| <b>Domanda 5:</b> Determina il fattore di proporzionalità factor ( <i>k</i> ) dalle due curve:   |
| 1. $k_1 = \Delta l_1 / F_{g1}$ ; $k_1 =$ m/N   |
| 2. $k_2 = \Delta l_2 / F_{g2}$ ; $k_2 =$ m/N   |
| Compito aggiuntivo   |
| Le due molle differiscono nel fattore di proporzionalità $k$ . Il loro reciproco $1/k$ si chiama constante della molla $D$ o forza deformante:<br>$D = 1/k = F/\Delta l$ |
| La costante della molla è specifica per ciascuna molla.  |



| Domanda 1: Calculata la costante della molla. Quale delle due molle ha la costante maggiore?                  |
|---|
|   |
| Domanda 2:  |
| Quale è l'effetto di questa costante maggiore?  |
|   |
|   |
| Domanda 3:<br>Le tue misure sono in accordo con le costanti dichiarate delle molle nella lista dei materiali? |
|   |
|   |
| <b>Domanda 4:</b> La deviazione è maggiore del ±10 %?   |
|   |